

NADAL® COVID-19 Ag Schnelltest

Antigen-Schnelltest zur Eigenanwendung zum Nachweis des COVID-19-Erregers SARS-CoV-2 in nasalen Abstrichproben



Die Bedeutung von COVID-19-Antigentests

Dieser Test ist gemäß §11 Absatz 1 Medizinproduktegesetz (MPG) zugelassen zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttest).

Der NADAL® COVID-19 Antigen-Schnelltest zur Eigenanwendung dient dem Nachweis einer akuten SARS-CoV-2 Infektion. Der Corona-Schnelltest wird mittels eines einfachen vorderen Nasenabstrichs durchgeführt – dafür muss das Tupferstäbchen nicht mehr als 2 cm in die Nase eingeführt werden. Das Testergebnis liegt innerhalb von 15 Minuten vor.

Produktdetails

- Selbsttest zum qualitativen Nachweis einer COVID-19-Infektion
- In-Vitro-Schnelltest
- Testergebnis innerhalb von 15 Minuten ablesbar
- Probeentnahme mittels vorderem Nasenabstrich
- Zuverlässige und schnelle Testergebnisse
- Hohe Sensitivität (94,1 %) und Spezifität (>99,9 %)
- Bei Lagertemperatur oder gekühlt bei 2 - 30°C lagern
- Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung!

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:

- 20 NADAL® COVID-19 Testkassetten
- 20 sterile Tupfer
- 20 Ampullen mit Pufferlösung
- 20 Röhrchen mit Tropfaufsatz
- 1 Röhrchenhalterung

Bestellung bei Ihrem Fachhändler:

Adresse/Stempel

Unterschrift

Ort, Datum

Produkt	Packungsgröße	Art.-Nr.	Preis	Bestellmenge
NADAL® COVID-19 Ag Schnelltest Antigen-Schnelltest zur Eigenanwendung zum Nachweis des COVID-19-Erregers SARS-CoV-2 in nasalen Abstrichproben	20 Test pro Packung	126162	zzgl. MwSt.	
Im Lieferumfang enthalten sind Testkassetten, sterile Abstrichtupfer, Extraktionsröhrchen inkl. Tropfaufsätze, Reagenzienhalter, Pufferfläschchen und Gebrauchsanweisung				